

Pflegestandard	Sondenernährung mit Überleitungssystem
Voraussetzung	Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten Hinweise vom Hersteller beachten
Wer?	examiertes Pflegepersonal und eingewiesenes Pflegepersonal
Wie?	<p>Intimsphäre wahren</p> <p>ggfs. Sondenkost erwärmen</p> <p>hygienische Händedesinfektion</p> <p>Einmalhandschuhe tragen</p> <p>Überleitungssystem und gfls. Sicherheitsverbinder / Adapter vorbereiten und anschließen</p> <p>angeordnete Dosierung beachten</p> <p>Kontrolle des Vorganges</p> <p>Überleitungssystem entfernen</p> <p>Sonde mit täglich frisch abgekochtem Wasser durchspülen - Tee greift das Material der Sonde an</p> <p>ggfs. Sicherheitsverbinder / Adapter entfernen</p> <p>Überleitungssystem mit abgekochtem Wasser durchspülen</p> <p>Sicherheitsverbinder mit warmem Seifenwasser reinigen und sorgfältig nachspülen</p> <p>Lagerung in einem luftdurchlässigen System (z.B. Einmalwaschhandschuhe)</p> <p>angebrochene Nahrung nach Angaben des Herstellers lagern</p> <p>Überleitungssystem aus hygienischen Gründen spätestens nach 24 Stunden wechseln</p> <p>Sicherheitsverbinder entsprechend Herstellerangaben spätestens nach 1 Woche austauschen</p> <p>bei Diarrhoe an kontaminierte Sondenkost denken und Stuhluntersuchung veranlassen</p>

LWL

Für die Menschen.
Für Westfalen-Lippe.